

Planck Automation

Determinação da constante de Planck por radiação de corpo negro

Manual do Usuário

Documentação do software de bancada

5 de agosto de 2026

Resumo

Este manual descreve como operar o software *Planck Automation*: instalação, ligação aos instrumentos, execução de uma simulação e de um experimento real, leitura dos resultados e geração de relatórios. Para entender *como* o software funciona por dentro — a arquitetura, o modelo físico e a lógica de cálculo — consulte o documento companheiro **Manual Técnico**.

Sumário

1	O que é este software	2
1.1	Instrumentos	2
2	Instalação e execução	2
2.1	Requisitos	2
2.2	Preparando o ambiente	2
2.3	Executando	2
3	Visão geral da janela	3
4	Aba Hardware e Ligações	3
4.1	Encontrando os instrumentos	3
4.2	Os indicadores de estado	3
4.3	As caixas de seleção são editáveis	3
4.4	Modo demonstração	4
5	Aba Simulação	4
5.1	Parâmetros	4
5.2	Executando	5
6	Aba Experimento Real	5
6.1	Antes de começar	5
6.2	Parâmetros	5
6.3	Executando	6
6.4	Onde ficam os dados	6
7	Lendo os resultados	6
7.1	Por que a faixa de varredura importa tanto	6
8	Exportando o relatório PDF	7
9	Aba Referências	7

1 O que é este software

O **Planck Automation** automatiza um experimento didático de física moderna: determinar a constante de Planck h medindo a radiação emitida por um filamento de tungstênio aquecido.

O princípio, retirado do artigo de Cavalcante & Haag (2005), é usar um **LED como sensor espectral seletivo**. Um LED só responde a uma faixa estreita de comprimentos de onda em torno de um λ característico. Se o filamento for aquecido a temperaturas crescentes e a fotocorrente do LED for medida a cada temperatura, a relação entre as duas grandezas segue a aproximação de Wien para a radiação de corpo negro. Linearizando essa relação, a inclinação da reta resultante contém h .

O software executa esse procedimento de ponta a ponta:

1. aplica uma sequência crescente de tensões ao filamento, usando uma fonte programável;
2. aguarda a estabilização térmica em cada ponto;
3. lê a corrente do filamento (na fonte) e a fotocorrente do LED (no multímetro);
4. calcula a resistência $R = V/i$ e, a partir dela, a temperatura do filamento;
5. grava tudo em um arquivo CSV, ponto a ponto, enquanto coleta;
6. ao final, faz a regressão linear e apresenta h , o erro relativo em relação ao valor de referência e o coeficiente R^2 .

1.1 Instrumentos

Instrumento	Modelo	Papel
Fonte de alimentação	Tektronix PWS4323	Aquece o filamento (0–32 V, 0–3 A)
Multímetro	Tektronix DMM4050	Lê a fotocorrente do LED

A fonte conecta por **USB**; o multímetro, por **rede TCP/IP**. Os dois falam o protocolo SCPI através da camada VISA.

2 Instalação e execução

2.1 Requisitos

- Windows com Python 3.10 ou superior (o ambiente de referência usa 3.13);
- driver VISA instalado (NI-VISA ou TekVISA) — necessário apenas para operar a bancada real;
- as bibliotecas listadas em `Software/requirements.txt`: PySide6, PyVISA, numpy, pandas, pyqtgraph e reportlab.

2.2 Preparando o ambiente

Na primeira vez, dentro da pasta `Software`:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

2.3 Executando

```
cd Software
python main.py
```

A janela abre com **quatro abas** no topo. O tema é escuro por padrão.

Importante: execute sempre a partir da pasta **Software**. Os arquivos de coleta são gravados em **data_backup/** relativo ao diretório de trabalho.

3 Visão geral da janela

Aba	Para que serve
Hardware e Ligações	Encontrar e validar os instrumentos; ligar ou desligar o modo demonstração.
Simulação	Gerar dados sintéticos e ver toda a cadeia de cálculo funcionando, sem instrumentos.
Experimento Real	Executar a varredura na bancada e coletar medidas de verdade.
Referências	Consultar o artigo de base e os manuais dos instrumentos, com o caminho oficial de cada um.

4 Aba Hardware e Ligações

É por aqui que se começa. A aba tem duas caixas de seleção (uma para cada instrumento), dois botões e um interruptor de modo.

4.1 Encontrando os instrumentos

[Procurar Instrumentos]

Varre o barramento VISA à procura da fonte (por USB) e testa o endereço de rede do multímetro. O resultado preenche as duas caixas de seleção. Enquanto uma varredura está em curso, cliques adicionais no botão são ignorados — não é necessário clicar repetidamente.

[Verificar Ligações]

Pergunta a identificação (*IDN?) a cada instrumento selecionado e mostra o resultado no indicador ao lado da caixa.

4.2 Os indicadores de estado

Indicador	Significado
Círculo branco	Ainda não verificado
Círculo verde	Instrumento respondeu; ligação válida
Círculo amarelo	Instrumento <i>simulado</i> (modo demonstração)
Círculo vermelho	Falha na ligação

Passar o mouse sobre o indicador mostra a resposta completa do instrumento (ou a mensagem de erro, se falhou).

4.3 As caixas de seleção são editáveis

Se a varredura não encontrar o multímetro — por exemplo, porque o endereço de rede mudou — é possível digitar o endereço diretamente na caixa, no formato:

```
TCPIP::192.168.1.107::3490::SOCKET
```

e clicar em [Verificar Ligações]. O último par nome/endereço validado com sucesso é lembrado para a próxima vez que o software abrir.

4.4 Modo demonstração

O interruptor *Modo demonstração — bancada simulada, sem hardware* substitui os dois instrumentos por versões virtuais. Com ele ligado:

- nenhum comando é enviado pela rede ou pela USB;
- as caixas passam a mostrar *PWS4323 (simulado)* e *DMM4050 (simulado)*;
- os indicadores ficam amarelos;
- a aba **Experimento Real** funciona normalmente, mas os dados vêm de um filamento e um LED virtuais.

O filamento simulado tem valores fixos, informados na própria tela: $R_0 = 1,2 \, \Omega$, $\alpha = 5,23 \times 10^{-3}$, $\beta = 7,0 \times 10^{-7}$ e um LED de $\lambda = 590 \, \text{nm}$. **Use esses mesmos valores nos parâmetros do experimento**, senão a temperatura calculada não corresponderá à temperatura real do filamento virtual.

Coletas em modo demonstração são gravadas com o prefixo `demo_planck_` em vez de `exp_planck_`, para que dados simulados nunca se misturem ao acervo de medidas reais.

O estado do interruptor é lembrado entre sessões. Ao desligá-lo, o software recupera o último instrumento real validado.

5 Aba Simulação

Gera dados sintéticos e roda a mesma cadeia de cálculo do experimento real. Serve para conhecer o fluxo, testar parâmetros e demonstrar o método sem ocupar a bancada.

5.1 Parâmetros

A aba se divide em duas sub-abas: 1. *Parâmetros e Varredura* e 2. *Coleta e Resultados*.

Campo	Padrão	O que é
Resistência a frio R_0	$1,2 \, \Omega$	Resistência do filamento usada como referência no modelo $R(T)$.
Coef. linear α	$5,23\text{e-}3 \, \text{K}^{-1}$	Primeiro coeficiente de temperatura da resistência do tungstênio.
Coef. quadrático β	$7,0\text{e-}7 \, \text{K}^{-2}$	Segundo coeficiente, que dá a curvatura de $R(T)$.
Comprimento de onda λ	$590 \, \text{nm}$	Comprimento de onda característico do LED usado como sensor.
Fator de ruído	0,05	Amplitude do ruído aleatório somado à fotocorrente, como fração do sinal.
Tensão inicial	0,5 V	Primeiro ponto da varredura.
Tensão final	12,0 V	Último ponto da varredura.
Passo de tensão	0,1 V	Incremento entre pontos.
Intervalo de captura	50 ms	Pausa entre pontos, apenas para a animação dos gráficos.

5.2 Executando

Clique em [Iniciar Coleta Simulada]. O software muda automaticamente para a sub-aba de resultados e começa a desenhar os pontos. [Parar Coleta] interrompe a qualquer momento.

Dois gráficos são atualizados em tempo real:

- **Monitor de Fotocorrente:** a fotocorrente medida contra a tensão aplicada — a curva crua, fortemente não linear;
- **Linearização $\ln(I)$ vs $1/T$:** os mesmos dados na forma linearizada. É a inclinação *desta* reta que fornece h .

Ao terminar, a reta de ajuste aparece tracejada sobre os pontos, e os dois painéis superiores mostram o valor de h obtido, o erro relativo e o R^2 .

6 Aba Experimento Real

Segurança. O filamento chega a mais de 2500 K. Antes de iniciar, confirme que a montagem está correta e que o limite de corrente da fonte está adequado ao filamento em uso. O software zera a tensão e desliga a saída da fonte em qualquer caminho de erro ou parada, inclusive se a janela for fechada durante a coleta — mas isso não substitui a conferência da montagem.

6.1 Antes de começar

1. Ligue os dois instrumentos e confirme na aba **Hardware e Ligações** que ambos aparecem em verde.
2. Meça a resistência a frio do filamento e anote o valor.
3. Confirme o comprimento de onda do LED que será usado como sensor.

6.2 Parâmetros

A sub-aba 1. *Parâmetros Reais* tem dois grupos.

Calibração Física do Filamento. Os mesmos quatro campos da simulação: R_0 , α , β e λ . São eles que convertem a resistência medida em temperatura e a inclinação da reta em h .

Varredura SCPI.

Campo	Padrão	O que é
Tensão inicial	1,0 V	Primeira tensão aplicada ao filamento.
Tensão final	10,0 V	Última tensão da varredura.
Passo de tensão	0,5 V	Incremento entre pontos.
Estabilização térmica	3000 ms	Tempo de espera em cada ponto antes de medir. O filamento leva segundos para atingir o equilíbrio térmico; medir antes disso produz temperaturas erradas.

O número de pontos é determinado pelos três primeiros campos. Uma varredura de 1,0 V a 10,0 V com passo 0,5 V produz 19 pontos; com 3 s de espera cada, a coleta leva cerca de um minuto.

6.3 Executando

[Iniciar Experimento Físico] liga a saída da fonte e começa a varredura. A tela muda para a sub-aba 2. *Coleta na Bancada*, que mostra:

- uma **barra de progresso** com o ponto atual sobre o total;
- três **gráficos ao vivo**: temperatura contra tensão, fotocorrente contra tensão, e a linearização $\ln(I)$ vs $1/T$;
- um **registro em tempo real**, à direita, com uma linha por ponto medido, no formato **tensão | corrente | temperatura | fotocorrente**;
- o nome do arquivo em que os dados estão sendo gravados.

[Parar e Processar Experimento] interrompe a varredura, desliga a fonte com segurança e **ainda assim calcula** o resultado com os pontos já coletados — desde que haja pelo menos três.

6.4 Onde ficam os dados

Cada execução cria um arquivo em `Software/data_backup/`:

`data_backup/exp_planck_AAAAMMDD_HHMMSS.csv`

O arquivo é escrito **ponto a ponto, durante a coleta**, não ao final. Se houver queda de energia ou falha de comunicação no meio do experimento, tudo o que já foi medido está salvo. As colunas são:

Coluna	Conteúdo
Tensao_Fonte_V	Tensão programada na fonte, em volts
Corrente_Filamento_A	Corrente lida na fonte, em ampères
Resistencia_Ohms	$R = V/i$, em ohms
Temperatura_K	Temperatura calculada do filamento, em kelvin
Fotocorrente_A	Corrente do LED lida no multímetro, em ampères

7 Lendo os resultados

Ao final, o software mostra três números:

h experimental

O valor obtido, em J·s. O valor de referência (CODATA) é $6,62607015 \times 10^{-34}$ J·s.

Erro relativo

A diferença percentual entre o valor obtido e o de referência.

R^2

Quão bem os pontos se ajustam a uma reta na forma linearizada. Um R^2 próximo de 1 indica que a relação linear se sustentou; um R^2 baixo indica que a regressão pegou pontos que não seguem o modelo.

7.1 Por que a faixa de varredura importa tanto

Esta é a característica mais importante de operação do experimento, e vale entendê-la antes de interpretar qualquer resultado.

A aproximação de Wien só descreve bem a fotocorrente quando o filamento está **quente**. Em temperaturas baixas, a radiação emitida no comprimento de onda do LED é ordens de grandeza menor que o **ruído de fundo do multímetro**. O que se lê nesses pontos não é sinal: é o piso do instrumento.

Na prática, com o multímetro na faixa de $100 \mu\text{A}$, o fundo é da ordem de alguns nanoampères. Uma varredura completa a partir de 0 V produz, portanto, dois regimes bem distintos:

Região	Fotocorrente típica	Vale como medida?
Abaixo de ≈ 1800 K	unidades de nA	Não — é o piso do multímetro
Acima de ≈ 1800 K	dezenas a centenas de nA	Sim

Incluir os pontos frios na regressão não apenas não ajuda: **estraga o resultado**, porque eles entram como se fossem medidas legítimas e puxam a reta. O sintoma característico é um R^2 baixo acompanhado de um h muito distante do esperado.

Recomendação prática. Você pode varrer a faixa inteira que quiser — inclusive de 0 a 12 V — para registrar o comportamento completo do filamento. Mas, ao avaliar o valor de h , confira o R^2 : se ele estiver baixo, refaça a leitura considerando apenas a região quente. O CSV guarda todos os pontos, então nada se perde.

8 Exportando o relatório PDF

Depois que uma coleta (simulada ou real) termina, o botão [Exportar Relatório PDF] é habilitado. Ele abre primeiro uma janela de metadados:

- *Autor / Pesquisador*;
- *Local da Coleta*;
- *Notas Adicionais* — espaço livre para registrar anomalias no equipamento, temperatura ambiente, condições da sala.

Em seguida, um seletor de arquivos pergunta onde salvar. O PDF gerado contém:

1. cabeçalho com pesquisador, local e data/hora do registro;
2. tabela com todos os parâmetros usados na coleta;
3. tabela de resultados (h de referência, h experimental, erro relativo e R^2);
4. uma imagem dos gráficos, capturada da tela no momento da exportação;
5. as observações escritas na janela de metadados.

9 Aba Referências

Lista os quatro documentos em que o software se baseia: o artigo de Cavalcante & Haag, os datasheets do multímetro e da fonte, e o manual do TekVISA.

Para cada documento, a ficha traz a autoria, onde foi publicado, o identificador (DOI ou número de peça), a condição de acesso, e uma lista do que especificamente o software usa daquele documento — quais equações, quais tabelas de exatidão.

Três botões acompanham cada ficha:

[Abrir cópia local]

abre o PDF guardado na pasta Docs/.

[Abrir documento oficial]

abre o link direto do documento no site do editor ou do fabricante.

[Página do editor/fabricante]

abre a página que hospeda o documento, útil para verificar se houve revisão.

10 Solução de problemas

A varredura não encontra a fonte

Confirme que o cabo USB está conectado e que o driver VISA está instalado. A fonte é identificada pelo código de fabricante Tektronix no endereço USB.

A varredura não encontra o multímetro

O endereço de rede do multímetro é procurado num endereço padrão. Se o aparelho estiver em outro IP, digite o endereço completo diretamente na caixa de seleção e clique em [Verificar Ligações].

Aparece “valide a ligação aos instrumentos primeiro”

O experimento real exige que os dois instrumentos tenham sido validados com sucesso ao menos uma vez. Vá à aba **Hardware e Ligações** e use [Verificar Ligações]. Alternativamente, ligue o modo demonstração (seção 4.4) para rodar sem hardware.

O multímetro fica travado em modo remoto

Não deve mais acontecer: ao encerrar a comunicação, o software devolve o controle ao painel frontal. Se ocorrer, o botão LOCAL do painel do aparelho resolve.

O resultado de h saiu muito distante do esperado

Verifique o R^2 . Se estiver baixo, provavelmente a varredura incluiu pontos frios demais — veja a seção 7.1. Se o R^2 estiver alto mas h ainda estiver deslocado, o problema tende a ser de calibração: o valor de R_0 e o comprimento de onda do LED são os parâmetros que mais influenciam o resultado.

Temperaturas absurdas em tensão baixa

Em tensões próximas de zero, a resistência medida pode ficar abaixo de R_0 , e o modelo devolve temperaturas sem sentido físico (por exemplo, 77 K). Esses pontos devem ser desconsiderados; não indicam falha do equipamento.

A janela fechou durante a coleta

O software interrompe a varredura e desliga a fonte com segurança antes de encerrar. Os dados já coletados estão no CSV.